


## Prueba para Detección de Drogas de Abuso en Saliva Humana



- Resultados en 5 a 7 Minutos
- Prueba Hasta 9 Drogas Simultáneamente
- Precisión de hasta 99%
- Detecta Marihuana a 50ng/ml
- Requiere de Poca Muestra
- Método de Colección de Muestra Fácil
- Diseño Ergonómico y Delgado de Prueba

Aprobación 

Patente Estadounidense D626249

Velocidad  
Precisión  
Excelencia

**Diseñada y Fabricada en San Diego, CA EEUU**  
**Registro ante FDA • Certificación ISO**

## PRUEBAS DE DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN SALIVA HUMANA

Hasta 9 Parámetros en Una Sola Prueba

### Opciones de Parámetros de Droga

Producto	Descripción	Sensibilidad (ng/ml)
----------	-------------	----------------------

#### PRUEBA INDIVIDUAL

THC	Mariguana	50
-----	-----------	----

#### PRUEBAS MÚLTIPLES 6 EN 1

AMP	Anfetamina	50
MET	Metanfetamina	50
XTC	Ecstasy (MDMA)	50
COC	Cocaína	20
OPI	Opiáceos	40
THC	Mariguana	50

#### PRUEBAS MÚLTIPLES 7 EN 1

AMP	Anfetamina	50
MET	Metanfetamina	50
XTC	Ecstasy (MDMA)	50
BZD	Benzodiacepina	20
COC	Cocaína	20
OPI	Opiáceos	40
THC	Mariguana	50

#### PRUEBAS MÚLTIPLES 9 EN 1

AMP	Anfetamina	50
MET	Metanfetamina	50
XTC	Ecstasy (MDMA)	50
BZD	Benzodiacepina	20
COC	Cocaína	20
OPI	Opiáceos	40
MTD	Metadona	20
PCP	Fenciclidina	10
THC	Mariguana	50

### Formato de Prueba

- Tarjeta de Saliva

### Estatus de Registro de Producto

- Aprobación 

Fabricada en Estado Unidos  
de Norteamérica



**DRUGSMART**

Absolutamente lo mejor en diagnósticos hoy en día

