

DRUGSMART TABLILLA

PRUEBA PARA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO, EN ORINA.

- Disponible en configuración de test individual y multiple
- Misma exactitud que los laboratorios
- Aprobado por FDA de USA
- Vida util de 18 meses en inventario
- No requiere instrumentación alguna
- Hecho en USA
- Configuración a la medida de 13 tiras de drogas



Resultados exactos en 5 minutos



Introduce y lee

AMP	Anfetamina	1000ng/ml	MET	Metanfetamina	1000ng/ml
BAR	Barbitúricos	300ng/ml	OPI	Opiáceos	300-2000ng/ml
BZO	Benzodiasepinas	300ng/ml	PPX	Propoxyfeno	300ng/ml
COC	Cocaina	300ng/ml	PCP	Fenciclidina	25ng/ml
THC	Marihuana	50ng/ml	TCA	Antidepresivos Triciclos	1000ng/ml
MDMA	Ecstasy (MDMA)	500ng/ml	OXY	Oxicodona	100ng/ml
MTD	Metadona	300ng/ml			

Distribuidor Autorizado Para México:
 Tecnología y Diagnósticos del Norte S.A. De C.V.
info@tdnorte.com www.tdnorte.com